




Inhaltsverzeichnis:

1	MeoMini Kugelkopf Aufbau – MeoMini Implantat.....	2
2	MeoMini Kugelkopf Aufbau – Einbringinstrument ISO-Schaft • Funktionsdarstellung •	3
3	MeoMini Kugelkopf Aufbau – MeoMini Modellanalog.....	4
4	MeoMini Kugelkopf Aufbau – Preci-Clix® System	5

1 MEOMINI KUGELKOPF AUFBAU – MEOMINI IMPLANTAT

Produktbeschreibung	REF	MeoMini Kugelkopf GH 1mm	MeoMini Kugelkopf GH 2mm	MeoMini Kugelkopf GH 3mm
		A-007-290001	A-007-290002	A-007-290003
MeoMini 2.9x8mm	S-001-350080	✓	✓	✓
MeoMini 2.9x10mm	S-001-350100	✓	✓	✓
MeoMini 2.9x12,5mm	S-001-350125	✓	✓	✓
MeoMini 2.9x15mm	S-001-350150	✓	✓	✓




MEOMINI KUGELKOPF AUFBAU – MEOMINI - IMPLANTAT

2 MEO MINI KUGELKOPF AUFBAU – EINBRINGINSTRUMENT ISO-SCHAFT


• FUNKTIONSDARSTELLUNG •

Produktbeschreibung	MeoMini Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm - GH 2mm	MeoMini Kugelkopf GH 1mm	MeoMini Kugelkopf GH 2mm	MeoMini Kugelkopf GH 3mm
		A-007-290001	A-007-290002	A-007-290003
Einbringinstrument Kugelkopf Aufbau Ø2,25mm ISO-Schaft	A-015-290100	✓	✓	✓



3 MEOMINI KUGELKOPF AUFBAU – MEOMINI MODELLANALOG

Produktbeschreibung	REF	Kurz Beschreibung
MeoMini Kugelkopf GH 1mm	A-007-290001	Vom MeoMini Kugelkopf direkte Abdrucknahme
MeoMini Kugelkopf GH 2mm	A-007-290002	
MeoMini Kugelkopf GH 3mm	A-007-290003	
MeoMini Modellanalog	A-006-100200	MeoMini Modellanalog in den zuvor gemachten Abdruck stecken



4 MeoMini Kugelkopf Aufbau – Preci-Clix[®] System

