


Datenblatt - Bestückung

Chirurgie Tray Piccolo Ø3,8mm
Artikel-Nr. S-200-380000

Position	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Chirurgie Tray	A-210-290603
2	Implantat Einbringinstrument - mittel/Lang WG	A-015-098024
3	Implantat Einbringinstrument - kurz WG	A-015-098023
4	Ratsche - Meoplast	A-015-100200
5	MeoMini Konerschlüssel 2,9	A-015-290550
6	Implantat Einbringinstrument Hd/Rg	A-015-098050
7	Sechskantinstrument 1,4 kurz WG	A-015-099099
8	Sechskantinstrument 1,4 mittel/lang WG	A-015-099088
9	Sechskantinstrument 1,4 mittel HS/Rg	A-015-097025
10	Parallellpin Ø3,8 - Ø4,2	A-017-380420
11	Parallellpin Ø3,8 - Ø4,2	A-017-380420
12	Universaladapter für WG-Schaft	A-015-099050
13	Einbringinstrument für Kompakt Aufbauten	A-015-500600
14	Bohrerverlängerung für WG-Schaft	A-015-025088
15	Parallellbohrer Ø3,8mm - D1	A-320-380003
16	Parallellbohrer Ø3,6mm - D2+D3	A-320-380002
17	Parallellbohrer Ø3,1mm - D4	A-320-380001
18	Parallellbohrer Ø2,7mm - D4	A-320-350001
19	Parallellbohrer Ø2,5mm - D4	A-320-390002



Datenblatt - Reinigungsprozess

Chirurgie Tray Piccolo Ø3,8mm
Artikel-Nr. S-200-380000

