


Matrize 1200g/12N Abzugskraft

Material	Polyamid
Abzugskraft	1200g / 12N
Farb-Code	rosa
Höhe	1,85mm
wählbar in den Abzugskräfte	700g/7N - 1200g/12N - 2200g/22N
Maximale Divergenz	$\pm 0^\circ$ - 10°
Artikel Nr.	S-045-205003
Verpackungseinheit	4 Matrizen – Abzugskraft 1200g/12N • <i>unsteril</i> •



Beschaffenheit

Bei Anwendung der Retentionseinsätze mit dualer Retention darf die maximale Divergenz der zu versorgenden MeoLocks Aufbauten 20° betragen.

→ für MeoLock einteilig
für MeoLock zweiteilig