


Matrize 1000g/10N Abzugskraft

Material	Polyamid
Abzugskraft	1000g / 10N
Farb-Code	orange ■
Höhe	1,85mm
wählbar in den Abzugskräfte	600g/6N - 1000g/10N - 1900g/19N
Maximale Divergenz	± 0°-20°
Artikel Nr.	S-045-205006
Verpackungseinheit	4 Matrizen – Abzugskraft 1000g/6N • <i>unsteril</i> •



Beschaffenheit

Bei Anwendung der Retentionseinsätze mit dualer Retention darf die maximale Divergenz der zu versorgenden MeoLocks Aufbauten 40° betragen.

→ für MeoLock einteilig
für MeoLock zweiteilig