


Matrize 1900g/19N Abzugskraft

Material	Polyamid
Abzugskraft	1900g / 19N
Farb-Code	grün ■
Höhe	1,85mm
wählbar in den Abzugskräfte	600g/6N - 1000g/10N - 1900g/19N
Maximale Divergenz	± 0°-20°
Artikel Nr.	S-045-205007
Verpackungseinheit	4 Matrizen – Abzugskraft 1900g/19N • unsteril •



Beschaffenheit

Bei Anwendung der Retentionseinsätze mit dualer Retention darf die maximale Divergenz der zu versorgenden MeoLocks Aufbauten 40° betragen.

→ für MeoLock einteilig
für MeoLock zweiteilig